

Anti-Rassf5 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Www0

Artikelnummer: CM0031087



Einführung

RASSF5 Kaninchen polyklonaler Antikörper validiert für WB und ELISA, kreuzreaktiv mit Mensch, Maus, Ratte. Zielt auf den Tumorsuppressor NORE1/RAPL (47 kDa) ab, der an Apoptose und Lymphozytenadhäsion beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RASSF5 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	RAPL; Maxp1; NORE1; NORE1A; NORE1B; RASSF3; RASSF5
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	83593
GeneID	83593
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-265 von humanem RASSF5 (NP_872606.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8WWW0
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Eisbeutel