

Kaninchen-Polyclonales Anti-Rassf5 Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8Www0

Artikelnummer: CM0015291



Einführung

Kaninchen-polyclonales RASSF5-Antikörper für WB und ELISA. Validiert für humane und murine Proben. Zielt auf den potenziellen Tumorsuppressor und Lymphozytenadhäsionsregulator RASSF5 (NORE1/RAPL) ab.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RASSF5 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	RAPL; Maxp1; NORE1; NORE1A; NORE1B; RASSF3; RASSF5
Art	Mensch
GenID (Mensch)	83593
GenID	83593
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q8WWW0
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Eisbeutel