

Anti-Ratte C-Reaktives Protein/Crp Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P48199

Artikelnummer: CM0020688

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Ratten C-reaktives Protein (CRP), validiert für WB und ELISA. Rekombinantes Fusionsprotein-Immunogen (aa 20-230). Erkennt Ratten-CRP (Swiss-Prot P48199). Ideal für die Erforschung der Wirtsabwehr und Entzündung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	Ratten C-Reaktives Protein/CRP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Aa1249; Ac1262; Ab1-341; Ab2-196; Ac1-114; Ac2-069; Ba2-693; Ratten C-Reaktives Protein/CRP
Spezies	Ratte
Gen-ID	25419
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 20-230 von Ratten C-Reaktivem Protein/CRP (NP_058792.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	P48199
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eistasche