

Anti-Rav1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Zwm9

Artikelnummer: CM0020576



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen den Transkriptionsfaktor RAV1 aus Arabidopsis thaliana, geeignet für Western Blot (WB) und ELISA. Erkennt ein nukleäres Protein mit einer Molekülmasse von 39 kDa, das an der Ethylensignalisierung und der Wachstumsregulation beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RAV1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	AtRAV1; EDF4; ETHYLENE RESPONSE DNA BINDING FACTOR 4; related to ABI3/VP1 1; T6J4.2; T6J4_2; RAV1
Art	Arabidopsis thaliana
Gen-ID	837886
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 245-344 von Arabidopsis thaliana RAV1 (NP_172784.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Arabidopsis thaliana
SWISS	Q9ZWM9
Proteingewicht	39 kDa
Versand	Kühlbeutel