


Anti-Rb Monoklonaler Antikörper Für Ihc-P Und Elisa - P06400

Artikelnummer: CM0004049



Einführung

Hochwertiger, für IHC-P und ELISA validierter, kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes Retinoblastom-Protein (RB/pRb). Ideal für Krebs- und Zellzyklusforschung, Diagnostikentwicklung und Target-Detektion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RB Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	5925
GeneID	5925
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 701-928 von humanem RB (NP_000312.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P06400
Proteingewicht	106kDa
Versand	Eistasche