


Anti-Rb-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P06400

Artikelnummer: CM0021984



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes RB (P06400), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Das rekombinante Immunogen (AS 701-928) detektiert das vollständige Retinoblastomprotein mit einer Größe von ca. 106 kDa. Ideal für Untersuchungen zum Zellzyklus, zur Tumorbilogie und zu Wirt-Virus-Interaktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	RB-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5925
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 701-928 des humanen RB (NP_000312.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P06400
Proteinmasse	106 kDa
Versand	Kühlakku