


Anti-Rb Kaninchen Mab Für Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - P06400

Artikelnummer: CM0008503



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen das humane Retinoblastom-assoziierte Protein (RB1/pRb) für WB, IP, IHC-P, ELISA. Ideal für die Forschung zu Zellzyklus, Krebs und Chromatin.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RB Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	RB; pRb; OSRC; pp110; p105-Rb; PPP1R130; p110-RB1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5925
Gen-ID	5925
Immunogen	Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 701-928 des menschlichen RB - NP_000312.2 enthält)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P06400
Proteingewicht	106 kDa
Versand	Eisbeutel