

Anti-Rbap46/Rbbp7 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper - Q16576

Artikelnummer: CM0017684



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen das humane histonbindende Protein RbAp46/RBBP7. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA und ChIP. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für die Chromatinforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RbAp46/RBBP7 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	RbAp46; RbAp46/RBBP7
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	5931
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-230 des humanen RbAp46/RBBP7 (NP_002884.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16576
Proteingewicht	48 kDa
Versand	Kühlakku