

Monoklonaler Anti-Rbbp4-Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q09028

Artikelnummer: CM0005504



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes RBBP4 (NURF55, RBAP48) für Western Blot, Immunhistochemie, Immunfluoreszenz und ELISA. Validiert für Proben von Mensch, Maus und Ratte. IVD-Komponente für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RBBP4 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	NURF55; RBAP48; lin-53; RBBP4
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5928
Gen-ID	5928
Immunogen	Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 1-100 von humanem RBBP4 entspricht (NP_005601.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q09028
Proteingewicht	48 kDa
Versand	Eisbeutel