

Anti-Rbbp4 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa, Chip - Q09028

Artikelnummer: CM0016578



Einführung

Validierter polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes RBBP4 (NURF55/RBAP48), ein histonbindendes Protein, das an der Chromatin-Remodellierung beteiligt ist. Geeignet für WB, ELISA und ChIP. Ideal für die Epigenetikforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] RBBP4-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	NURF55; RBAP48; lin-53; P4
Art	Mensch
GeneID	5928
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-425 des humanen RBBP4 (NP_005601.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA, ChIP
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q09028
Proteingewicht	48 kDa
Versand	Kühlakku