


Anti-Rbbp6 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q7Z6E9

Artikelnummer: CM0023669



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes RBBP6 (E3-Ubiquitin-Protein-Ligase), validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität in Maus und Ratte. Geeignet für p53-Regulation, DNA-Replikation und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RBBP6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PACT; MY038; P2P-R; RBQ-1; SNAMA; RBBP6
Spezies	Human
Gen-ID	5930
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q7Z6E9
Protein-Gewicht	202kDa
Versand	Eistüte