

Anti-Rbbp8 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb - Q99708

Artikelnummer: CM0014671



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches RBBP8 (CtIP), validiert für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Ratte. Ideal für Forschung zu DNA-Reparatur, Zellzyklus und Onkologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RBBP8 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	RIM; COM1; CTIP; JWDS; SAE2; JAWAD; SCKL2; RBBP8
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	5932
GeneID	5932
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 648-897 des menschlichen RBBP8 (NP_002885.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	Q99708
Proteingewicht	102 kDa
Versand	Eisbeutel