


Anti-Rbbp9-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - 075884

Artikelnummer: CM0028014



Einführung

RBBP9 Kaninchen-pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der gegen die Serinhydrolase RBBP9 gerichtet ist und für WB, IHC-P und ELISA in menschlichen, murinen und rattigen Proben validiert wurde. Ideal für die Krebs- und TGF-beta-Signalwegforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RBBP9 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	BOG; RBBP10; RBBP9
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10741
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-186 von humanem RBBP9 (NP_006597.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	075884
Proteingewicht	21kDa
Versand	Eisbeutel