


Anti-Rbfox1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q9Nwb1

Artikelnummer: CM0030467



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes RBFOX1 (auch A2BP1, Fox-1 Homolog A) für Western Blot, IF-P und ELISA. Bestätigte Kreuzreaktivität mit Human, Maus und Ratte; Immunogen N-terminale 130 aa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RBFOX1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	2BP1; FOX1; A2BP1; FOX-1; HRNBP1; RBFOX1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	54715
Gen-ID	54715
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-130 des humanen RBFOX1 (NP_665900.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9NWB1
Protein-Gewicht	43kDa
Versand	Eistasche