

Anti-Rbl2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q08999

Artikelnummer: CM0017064



Einführung

RBL2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (p130, Rb2) validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes und murines RBL2, einen wichtigen Zellzyklusregulator und Tumorsuppressor. Ideal für Chromatin- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RBL2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Rb2; P130; BRUWAG; RBL2
Spezies	Human
GeneID (Human)	5934
GeneID	5934
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 413-613 von humanem RBL2 entspricht (NP_005602.3)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q08999
Protein-Gewicht	128kDa
Versand	Eisbeutel