

Anti-Rbm11 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P57052

Artikelnummer: CM0016588



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes RBM11, geeignet für WB und ELISA. Zeigt Kreuzreaktivität mit Human, Maus und Ratte. Nützlich für Studien zum alternativen Spleißen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RBM11 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RBM11
Spezies	Human
GeneID (human)	54033
GeneID	54033
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-281 des humanen RBM11 (NP_658983.3) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P57052
Proteingewicht	32kDa
Versand	Eistüte