


Anti-Rbm14 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Pk6

Artikelnummer: CM0029353



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes RBM14, geeignet für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Nützlich für die Untersuchung von RNA-bindendem Protein 14 in Transkription und Zentriolenregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RBM14 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	SIP; COAA; PSP2; SYTI1; TMEM137; RBM14
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	10432
Gen-ID	10432
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 110-220 von humanem RBM14 (NP_006319.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q96PK6
Protein-Gewicht	69kDa
Versand	Eisbeutel