


Anti-Rbm14 Poliklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q96Pk6

Artikelnummer: CM0013255



Einführung

RBM14 Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der gegen humanes RBM14 (AA 110-220) entwickelt wurde. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA mit Reaktivität bei Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Transkriptionsregulation, Zentriolbiologie und angeborener Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RBM14 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	SIP; COAA; PSP2; SYTI1; TMEM137; RBM14
Spezies	Mensch
Gen-ID	10432
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 110-220 des humanen RBM14 (NP_006319.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96PK6
Proteingewicht	69 kDa
Versand	Eispackung