

Anti-Rbm15 Polyclonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q96T37

Artikelnummer: CM0026934



Einführung

RBM15 Kaninchen-polyclonale Antikörper nachweist menschliches und murines RBM15 (107 kDa), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Ideal für die Untersuchung von m6A-Methylierung, X-Chromosom-Inaktivierung und hämatopoetischer Differenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RBM15 Rabbit pAb
Anmerkungen/Aliase	OTT; OTT1; SPEN; RBM15
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	64783
Gen-ID	64783
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 530-780 des menschlichen RBM15 (NP_001188474.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q96T37
Proteingewicht	107 kDa
Versand	Eisbeutel