

Anti-Rbm15B Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8Ndt2

Artikelnummer: CM0027862

Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen humanes RBM15B (Putatives RNA-bindendes Protein 15B, OTT3), geeignet für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Ideal für die Untersuchung von m6A-Methylierung und RNA-Prozessierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RBM15B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	OTT3; HsOTT3; HUMAGCGB; RBM15B
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	29890
GeneID	29890
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 540-720 des humanen RBM15B (NP_037418.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q8NDT2
Proteinmasse	97kDa
Versand	Eisbeutel