


Anti-Rbm17 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q96I25

Artikelnummer: CM0030293



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, hergestellt gegen rekombinantes humanes RBM17 (SPF45) für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Erkennt einen 45 kDa großen nukleären Spleißfaktor, der an der Regulation des mRNA-Spleißens beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RBM17 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SPF45; RBM17
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	84991
Gen-ID	84991
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-240 von humanem RBM17 (NP_116294.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96I25
Proteingewicht	45kDa
Versand	Eistasche