


Anti-Rbm19 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y4C8

Artikelnummer: CM0019475



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper, der gegen humanes RBM19 gerichtet ist und für WB und ELISA validiert wurde. Unentbehrlich für die Untersuchung der Embryonalentwicklung, RNA-Bindungsmechanismen und intestinaler Neoplasien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	RBM19 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Mrd1; RBM19
Spezies	Mensch
GenID	9904 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 759-960 von humanem RBM19 (NP_057280.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9Y4C8
Proteingewicht	107kDa
Versand	Eisbeutel