

Anti-Rbm22-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Nw64

Artikelnummer: CM0016180



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes RBM22 (Cwc2, ZC3H16, fSAP47). Für WB und ELISA validiert; kreuzreagiert mit humanen, Maus- und Rattenproteinen. Ideal für die Erforschung des Spleißosoms und des prä-mRNA-Spleißens.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RBM22-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Aliase	Cwc2; ZC3H16; fSAP47; RBM22
Spezies	Mensch
Gen-ID	55696 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-230 des humanen RBM22 entspricht (NP_060517.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NW64
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Eisbeutel