

Anti-Rbm25 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P49756

Artikelnummer: CM0018241



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen RNA-bindendes Protein 25 (RBM25), validiert für WB, IF/ICC, ELISA; reagiert mit Mensch und Maus. RBM25 reguliert alternatives Spleißen und Apoptose durch Modulation der BCL2L1-Isoformen - P49756

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RBM25 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	S164; NET52; RNPC7; Snu71; RED120; fSAP94; RBM25
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	58517
GenID	58517
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P49756
Proteinmasse	100 kDa
Versand	Eisbeutel