

Anti-Rbm26-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q5T8P6

Artikelnummer: CM0017760

Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen RBM26, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes RBM26 und zeigt Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung RNA-bindender Proteine und der Untersuchung des Umsatzes nukleärer pA+-RNA.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RBM26-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ARRS2; SE70-2; ZC3H17; PRO1777; C13orf10; PPP1R132; RBM26
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	64062
Gen-ID	64062
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q5T8P6
Proteingewicht	114 kDa
Versand	Ice-Pack