

Anti-Rbm26 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q5T8P6

Artikelnummer: CM0015375

Einführung

Anti-RBM26 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, geeignet für Western Blot und ELISA. Ziel ist das humane RNA-Bindeprotein 26, das in den nukleären Poly(A)+ RNA-Umsatz involviert ist. Ideal für die Erforschung der post-transkriptionellen Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RBM26 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ARRS2; SE70-2; ZC3H17; PRO1777; C13orf10; PPP1R132; RBM26
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	64062
Gen-ID	64062
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 65-140 des humanen RBM26 (NP_071401.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q5T8P6
Proteingewicht	114kDa
Versand	Eisbeutel