

Anti-Rbm3 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P98179

Artikelnummer: CM0002708



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes RBM3 (RNA-bindendes Protein 3), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Kältestress und RNA-Bindung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RBM3 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	RNPL; IS1-RNPL; RBM3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5935
GenID	5935
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 58-157 von humanem RBM3 (P98179) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P98179
Proteingewicht	17 kDa
Versand	Eisbeutel