

Anti-Rbm3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P98179

Artikelnummer: CM0026383



Einführung

RBM3 Rabbit pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der in Kaninchen erzeugt wurde und für WB, IHC-P, ELISA validiert ist. Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Ziel: kälteinduzierbare mRNA-bindendes Protein RBM3 (17 kDa, SWISS P98179).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RBM3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	RNPL; IS1-RNPL; RBM3
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5935
Gen-ID	5935
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P98179
Proteingewicht	17kDa
Versand	Eisbeutel