

Anti-Rbm34 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P42696

Artikelnummer: CM0013884

Einführung

RBM34-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Zielt auf das humane RNA-bindende Protein 34 ab, das im Nukleolus lokalisiert ist und an der RNA-Verarbeitung beteiligt ist. Geeignet für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RBM34 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	RBM34
Spezies	Mensch
Gen-ID	23029
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 60-280 von humanem RBM34 (NP_055829.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P42696
Proteingewicht	49kDa
Versand	Eisbeutel