


Anti-Rbm39 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14498

Artikelnummer: CM0019557



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes RBM39 (CAPER α). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Spleiß- und Transkriptionsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RBM39 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HCC1, CAPER, RNPC2, FSAP59, CAPERalpha, RBM39
Spezies	Human
GeneID (human)	9584
GeneID	9584
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 400-508 von humanem RBM39 entspricht (NP_001229528.1).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q14498
Protein-Gewicht	59kDa
Versand	Eisbeutel