

Anti-Rbm46 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8Tby0

Artikelnummer: CM0024129

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen RBM46 (CT68), einen Schlüsselregulator der Meiose und Fruchtbarkeit. Validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Human, Maus und Ratte. Ideal für Reproduktionsbiologie und Keimzellforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RBM46 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CT68; RBM46
Spezies	Human
GeneID (human)	166863
GeneID	166863
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-140 von humanem RBM46 (NP_659416.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q8TBY0
Proteingewicht	60kDa
Versand	Eisbeutel