


Anti-Rbm5 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P52756

Artikelnummer: CM0014761



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches RBM5, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zu Apoptose und alternatives Spleißen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RBM5 Rabbit pAb
Anmerkungen/Alias	G15, H37, RMB5, LUCA15, LUCA-15, RBM5
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10181
Gen-ID	10181
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-130 des menschlichen RBM5 (NP_005769.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P52756
Proteingewicht	92 kDa
Versand	Eisbeutel