

Anti-Rbm6-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P78332

Artikelnummer: CM0014299

Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes RBM6, validiert für Western Blot und ELISA. Geeignet zur Untersuchung der Funktion des RNA-bindenden Proteins 6, des alternativen Spleißens und der Forschung zu Lungenkrebsantigenen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RBM6-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	3G2; g16; DEF3; DEF-3; HLC-11; NY-LU-12; RBM6
Art	Mensch
GeneID	10180
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 530-770 des humanen RBM6 entspricht (NP_005768.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P78332
Proteingewicht	129 kDa
Versand	Kühlakku