

Anti-Rbm7 (Ko-Validiert) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Cqt2

Artikelnummer: CM0010599

Einführung

KO-validierter Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus-Rbm7. Geeignet für WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Proteingewicht 30 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validated] Rbm7 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	1200007M24Rik; 1500011D06Rik
Spezies	Maus
GeneID (human)	10179
GeneID	67010
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 87-265 von Maus-Rbm7 (NP_659197.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9CQT2
Proteingewicht	30kDa
Versand	Eistasche