


Polyklonaler Anti-Rbm7-Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y580

Artikelnummer: CM0019655



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen das humane RNA-bindende Protein 7 (RBM7), validiert für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus. Geeignet zur Untersuchung der Funktion des NEXT-Komplexes und des RNA-Stoffwechsels.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RBM7-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	RBM7
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	10179
GeneID	10179
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-266 des humanen RBM7 (NP_057174.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9Y580
Proteingewicht	31 kDa
Versand	Kühlakku