

Anti-RbmX/Hnrnp G Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P38159

Artikelnummer: CM0018372



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper, der menschliches RBMX/hnRNP G erkennt, validiert für WB und ELISA, reagiert kreuzreagierend mit Maus. Targett ein multifunktionales RNA-bindendes Protein, das an Transkription, Spleißen und TNFR1-Signalgebung beteiligt ist. Ideal für onkologische und neurowissenschaftliche Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RBMX/hnRNP G Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	RNMx; HNRPG; HNRNPG; MRXS11; RBMXP1; RBMXRT; hnRNP-G; RBMX/hnRNP G
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	27316
GeneID	27316
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-95 von menschlichem RBMX/hnRNP G (NP_002130.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P38159
Proteingewicht	42 kDa
Versand	Eisbeutel