

Anti-Rbmy1F Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q15415

Artikelnummer: CM0018849

Einführung

Hochwertiger, kaninchenstämmiger polyklonaler Antikörper gegen humanes RBMY1F (UniProt Q15415). Geeignet für Western Blot und ELISA-Anwendungen, mit Kreuzreaktivität für Ratte. Essentiell für die Erforschung der Spermatogenese und des prä-mRNA-Spleißens im Hoden.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RBMY1F Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	YRRM2; RBMY1F
Spezies	Human
GeneID (Human)	159163
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-80 des humanen RBMY1F (NP_689798.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	Q15415
Protein-Gewicht	56kDa
Versand	Eisbeutel