


Anti-Rbp1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P09455

Artikelnummer: CM0014546



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen humanes RBP1 (zelluläres Retinol-bindendes Protein I). Validiert für WB, IF/ICC, IF-P, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zum Vitamin-A-Transport und zur Biologie von Lipidtröpfchen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RBP1 Rabbit pAb
Anmerkungen/Alias	CRBP; RBPC; CRBP1; CRBPI; hCRBP1; CRABP-I; RBP1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	5947
GeneID	5947
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-135 des humanen RBP1 (NP_001352869.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P09455
Proteingewicht	16 kDa
Versand	Eisbeutel