

Anti-Rbp3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P10745

Artikelnummer: CM0025362

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes RBP3, validiert für Western-Blot- und ELISA-Anwendungen. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-RBP3 (135 kDa), ein Schlüsselprotein (Interphotoreceptor Retinoid-Binding Protein) im visuellen Zyklus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RBP3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IRBP; RBPI; RP66; D10S64; D10S65; D10S66; RBP3
Spezies	Human
GeneID	5949
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 18-320 von humanem RBP3 (NP_002891.1) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P10745
Proteingewicht	135kDa
Versand	Eisbeutel