


Anti-Rbp4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P02753

Artikelnummer: CM0021829



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes RBP4, geeignet für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für Untersuchungen zum Retinoltransport, Vitamin-A-Homöostase und sehbezogenen Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RBP4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RDCCAS; MCOPCB10; RBP4
Spezies	Human
GeneID (Human)	5950
GeneID	5950
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 19-201 von humanem RBP4 (NP_006735.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P02753
Protein-Gewicht	21kDa
Versand	Eisbeutel