


Anti-Rbp7 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q96R05

Artikelnummer: CM0024327



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Anti-RBP7-Antikörper für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-RBP7 (CRBP4/CRABP4). Zentrales intrazelluläres Retinol-Transportprotein. Ideal für die Forschung zum Retinoidstoffwechsel und zu Krebserkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RBP7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	CRBP4; CRABP4; CRBP4V; RBP7
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	116362
GenID	116362
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-134 des menschlichen RBP7 (NP_443192.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q96R05
Proteinmasse	16 kDa
Versand	Eisbeutel