

Anti-Rbpjk Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q06330

Artikelnummer: CM0024989



Einführung

Hochwertiger polyclonaler Kaninchenantikörper gegen menschliches RBPJK (RBP-J, CBF1). Validiert für WB, IHC-P und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Notch-Signalübertragung und Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RBPJK Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	SUH; csl; AOS3; CBF1; KBF2; CBF-1; RBP-J; RBPJK; IGKJRB; RBP-JK; RBPSUH; IGKJRB1; RBP-J kappa
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3516
GenID	3516
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-260 des menschlichen RBPJKB (NP_976028.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q06330
Proteingewicht	56 kDa
Versand	Eisbeutel