

Anti-Rbpms Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q93062

Artikelnummer: CM0016285



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen RBPMS, ein RNA-bindendes Protein, das an der Regulation des alternativen Spleißens beteiligt ist. Validiert für WB und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Ideal für vaskuläre Biologie und Spleißforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RBPMs Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HERMES; RBPMS
Spezies	Mensch
Gen-ID	11030
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 110-219 von menschlichem RBPMS (NP_001008712.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q93062
Proteingewicht	22 kDa
Versand	Eisbeutel