

Anti-Rc3H1/Roquin-1 Polyklonaler Antikörper Für Wb & Elisa - Q5Tc82

Artikelnummer: CM0019225



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen humanes RC3H1 (Roquin-1) gerichtet ist und für WB und ELISA validiert wurde. Geeignet für die Untersuchung der post-transkriptionellen Genregulation und Immunreaktionen. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RC3H1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	FHL6; IMDSHY; RNF198; ROQUIN; RC3H1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	149041
Gen-ID	149041
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 834-1133 von humanem RC3H1 (NP_742068.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q5TC82
Proteingewicht	126kDa
Versand	Eisbeutel