

Anti-Rcc1-Polyklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P18754

Artikelnummer: CM0027674



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen RCC1, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA in humanen, murinen und Rattenproben. Essentiell für Studien zur Chromosomenkondensation und Ran-vermittelten Kernprozessen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RCC1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CHC1; RCC1-I; RCC1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1104
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-240 von humanem RCC1 (NP_001260.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P18754
Protein-Gewicht	45kDa
Versand	Eisbeutel