

Anti-Rcc1 Kaninchen-Monoklonal-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P18754

Artikelnummer: CM0002948



Einführung

RCC1 Kaninchen-mAb ist ein monoklonaler Antikörper, der gegen humanes RCC1 gerichtet ist und für WB, IHC-P und ELISA validiert wurde, mit Kreuzreaktivität bei Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der Chromatinkondensation und Zellzyklusregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RCC1 Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	CHC1; RCC1-I; RCC1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1104
GenID	1104
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem RCC1 (P18754) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P18754
Proteingewicht	45kDa
Versand	Eisbeutel