

Anti-Rcc2-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9P258

Artikelnummer: CM0016250



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen das humane RCC2-(TD-60)-Protein, validiert für Western Blot und ELISA. Ideal zur Untersuchung der Zellzyklusregulation, der Mitose und der Signalwege kleiner GTPasen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RCC2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	TD-60; RCC2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	55920
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 323-522 des humanen RCC2 (NP_001129676.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9P258
Proteingewicht	56 kDa
Versand	Icepack