

Anti-Rce1-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y256

Artikelnummer: CM0020700

Einführung

Kaninchen-Polyklonalantikörper gegen humanes RCE1 (CAAX-Prenylprotease 2/FACE2). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. 36 kDa. Geeignet für die Untersuchung der Verarbeitung prenylierter Proteine.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RCE1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	FACE2; RCE1A; RCE1B; RCE1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9986
Gen-ID	9986
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 des humanen RCE1 (NP_005124.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y256
Proteinmasse	36 kDa
Versand	Kühlakku