

Anti-Rcl1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Y2P8

Artikelnummer: CM0025636



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes RCL1 (RNA-3'-terminal-Phosphat-Cyclase-ähnliches Protein). Validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Ribosomenbiogenese-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RCL1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RNAC; RPCL1; RCL1
Spezies	Human
Gen-ID	10171
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-300 von humanem RCL1 (NP_005763.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y2P8
Proteingewicht	41kDa
Versand	Eisbeutel