

Anti-Rcn1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb/If/Icc/Elisa - Q15293

Artikelnummer: CM0018863

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen menschliches RCN1 (Reticulocalbin-1), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für Forschung zu ER-Calziumsignalisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	RCN1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	RCN; RCAL; PIG20; HEL-S-84; RCN1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5954
GenID	5954
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 30-331 von menschlichem RCN1 (NP_002892.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q15293
Proteingewicht	39 kDa
Versand	Eisbeutel